

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 17

11 февраля 2019 г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании **Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"** объявляет о проведении закупок способом запроса ценовых предложений **«Реагенты и расходные материалы на анализатор Saxo ID-Reader II»** по следующим лотам:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1.	ID-карта DiaClon ABO/D+ Reverse Grouping 24*12 карт	Содержащих моноклональные антитела и стандартных эритроцитов. Содержит моноклональные анти-А [клеточная линия А5], анти-В [клеточная линия G½] и анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3)+ 175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка является отрицательным контролем. Две микропробирки с "нейтральным" гелем для определения группы крови обратным методом с А1 и В стандартными эритроцитами.	По заявке заказчика в течении 10 (десять) календарных дней	Набор	3	698 000	2 094 000
2.	ID-карта DiaClon ABO/D+DAT 4*12 карт	Для уточнения резус-фактора		Набор	2	104 000	208 000
3.	ID-карта LISS/Coombs 24*12 карт	Для непрямого теста Кумбса устраняется трудоемкая операция отмывания клеток, что связано с тем, что добавляемая в микропробирки суспензия эритроцитов, создает барьер над гелем и препятствует нейтрализации АГР сывороточными IgG. Включает 6 микропробирок содержащих полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон по С139-9), суспензированный в геле. Хранить при комнатной температуре (18-25оС). Консервант: <0,1% NaN3		Набор	2	483 000	966 000
4.	ID-карта DiaClon Complete Crossmatch 4*12	Для индивидуальной пробы на совместимость		Набор	2	102 900	205 800

	карт					
5.	ID-карта DAT IgG-Dilution 1*12	Для титра антител	Набор	1	71 400	71 400
6.	ID-карта DAT IgG1/IgG3 1*12	Для идентификации антител (Высокий риск ГБН)	Набор	1	104 000	104 000
7.	ID-карта NaCl Enzyme Test and Cold Agglutinins 4*12	Карты для калибровки	Набор	1	88 200	88 200
8.	Стандартные эритроциты ID DiaCell ABO 2*10	Все реагенты стандартных эритроцитов имеют человеческое происхождение, в 0.8% (\pm 0.1%) суспензии эритроцитов в специальном буферном растворе. Консерванты: антибиотики триметоприм и сульфаметоксазол. ID-ДиаСелл ABO: / A1, B /	Набор	15	33 600	504 000
9.	ID-Diluent 2 2*100	Модифицированный раствор низкой ионной силы для приготовления суспензии эритроцитов. Он используется для приготовления 5% суспензий красных клеток для группировки крови, а также для суспензий красных клеток 0,8% для перекрестного контроля, автоматического контроля, прямого теста против глобулина человека, группировки крови новорожденных и тестовых клеток, подготовленных в лаборатории. На этикетках каждого набора должна быть указана дата истечения срока годности и условия хранения.	Набор	4	50 400	201 600
10.	Стандартные эритроциты ID DiaCell I-II-III 3*10	Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (\pm 0,1%). Консерванты: антибактериальные средства триметоприм и сульфаметоксазол.Используются как дополнение к наборам стандартных эритроцитов для скрининга антител. Di ^a (Diego) положительные, I отрицательные клетки На этикетках каждого набора должна быть указана дата истечения срока годности и условия хранения	Набор	15	78 800	1 182 000
11.	Wash Solution B Concentrate (10x100мл)	Wash Solution B Concentrate (10x100мл) для Прибор "Saxo ID-Reader II " для центрифугирования гелевых ID-карт, считывания и хранения результатов, с принадлежностями РК-МТ-5.№014993	Набор	8	104 000	832 000
12.	Wash Solution A Concentrate (10x100мл)	Wash Solution A Concentrate (10x100мл) для Прибора "Saxo ID-Reader II " для центрифугирования гелевых ID-карт, считывания и хранения результатов, с принадлежностями РК-МТ-5.№014993	Набор	1	79 800	79 800
13.	DiaMed Basic Q.C.	Контрольный материал	Набор	4	285 000	1 140 000

	2*8*5мл						
14.	Программа определения крупы крови EQAS (6 анализов) часть А	Программа определения крупы крови EQAS (6 анализов) часть А, 3*4,0мл+1*2,0мл		Набор	1	386 000	386 000
15.	Программа определения крупы крови EQAS (6 анализов) часть В	Программа определения крупы крови EQAS (6 анализов) часть А, 3*4,0мл+1*2,0мл		Набор	1	365 000	365 000
16.	Программа определения крупы крови EQAS (6 анализов) часть С	Программа определения крупы крови EQAS (6 анализов) часть А, 3*4,0мл+1*2,0мл		Набор	1	365 000	365 000
ИТОГО 8 792 800 (восемь миллионов семьсот девяносто две тысячи восемьсот) тенге 00 тиын							8 792 800

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад.

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная».

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «18» февраля 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, «Приемная»

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «18» февраля 2019 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал».

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53.