

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 03

08 января 2025 год.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, находящееся по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании **Приказа МЗ РК № 110 от 07.06.2023г.** «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений «**Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий**» по следующим лотам:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	Getein Тест набор для определения HbA1c	Тест набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин) Getein предназначен для количественного определения концентрации HbA1c в цельной крови или плазме человека на анализаторах Getein с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. <u>Компоненты</u> 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект` 2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект <u>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</u> 1. Храните буфер обнаружения при температуре 2-30 °С, срок хранения 24 месяца. 2. Храните тестовый картридж при температуре 2-30 °С, срок годности 24 месяца. 3. Тестовый картридж следует использовать в течение 30 минут после открытия пакета с помощью флуоресцентного иммуноанализа.	По заявке заказчика. Заявка исполняется в течение 10 (десять) календарных дней	Упаковка	80	45 000	3 600 000
2	Getein Тест набор для определения D-dimer	Тест набор для определения D-dimer Getein предназначен для количественного определения концентрации D-dimer в цельной крови или плазме человека на анализаторах Getein с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. <u>Компоненты</u> 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект` 2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект <u>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</u> 1. Храните буфер обнаружения при температуре 2-30 °С, срок хранения 24 месяца. 2. Храните тестовый картридж при температуре 2-30 °С, срок годности		Упаковка	80	70 000	5 600 000

		24 месяца. 3. Тестовый картридж следует использовать в течение 30 минут после открытия пакета с помощью флуоресцентного иммуноанализа.				
3	Getein Тест набор для определения РСТ (прокальцитонин)	Тест набор для определения РСТ (прокальцитонин)Getein предназначен для количественного определения концентрации РСТ в цельной крови или плазме человека на анализаторах Getein с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. <u>Компоненты</u> 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект` 2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляра / комплект <u>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</u> 1. Храните буфер обнаружения при температуре 2-30 °С, срок хранения 24 месяца. 2. Храните тестовый картридж при температуре 2-30 °С, срок годности 24 месяца. 3. Тестовый картридж следует использовать в течение 30 минут после открытия пакета с помощью флуоресцентного иммуноанализа.	Упаковка	80	80 000	6 400 000
4	Универсальный небулайзер для лечения любых заболеваний дыхательной системы	Неограниченное время работы компрессора - удобное крепление для небулайзерной камеры на корпусе прибора - влагозащитный переключатель - строение небулайзерной камеры позволяет сократить потери лекарственного препарата - широкий спектр применяемых лекарственных препаратов В КОМПЛЕКТЕ: -компрессор -небулайзерная камера – 7 мл -взрослая маска -детская маска -загубник -насадка для носа -воздуховодная трубка – 200 мм -комплект фильтров – 5 шт -сумка для хранения и транспортировки -руководство по эксплуатации - гарантийный талон ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Наименование: Небулайзер компрессорный Источник питания: 220 – 230 В 50 Гц Потребляемая мощность: 192 ВА Режим работы: непрерывное использование Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха - от +10°С до +40°С , относительная влажность - от 30% до 85% относительной влажности (без конденсата), атмосферное давление - от 700 до 1060 гПа Масса: ≥1,7 кг (только компрессор) Габаритные размеры: 170 (Ш) × 103 (В) ×182 (Г) мм (только компрессор) Классификация: Класс II (защита от поражения электрическим током), тип BF (рабочая часть аппарата); маска, загубник, насадка для носа) IP21 (степень защиты, обеспечиваемая оболочкой)	Комплект	2	52 250	104 500

		Размер частиц (MMAD): 3 мкм Соответствующий объем лекарственного средства: мин. 2 мл – макс. 7 мл Уровень шума: Менее 60 дБ Производительность (выход аэрозоля): 0,5 мл/мин. (по потере веса) Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF) Скорость подачи аэрозоля: 0,09 мл/мин. (2 мл, 1% NaF)				
5	Гепариновые капилляры: Capillaries - Multicaps 100 µl x 500 pack	Капилляры с литий гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Объёмом 100 мкл. Капилляры по объёму точно соответствуют анализаторам RapidPoint 500. Упаковка	Упаковка	8	280885	2 247 080
6	Пробирка	Эпендорф 2 мл	Штука	4000	7	28 000
ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА						17 979 580

Товар должен быть доставлен: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр», склад.

Место предоставления (приема) документов: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А (корпус № 2), «Приемная».

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «17» января 2025 года по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, «Приемная».

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «17» января 2025 года по следующему адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, приемная директора.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/32-47-77; 8-777-906-08-88